




Automatický  
analyzátor

## Současné testování MONOTESTŮ a ELISA destiček



- › Kazety MONO-VIDITEST pro testování 1 vzorku
- › Až 24 kazet odlišných testů v jednom běhu
- › 12 různých kazet + 1 deska ELISA-VIDITEST v jednom běhu
- › Unikátní testy

- › IgG
- › avidita IgG
- › IgM
- › IgA



## Specifikace:

- Kapacita**
- > 24 kazet
  - > 12 kazet, 1 ELISA destička
  - > 2 ELISA destičky
  - > 1 předředovací destička

- Soupravy  
MONO-VIDITEST**
- > kazety
  - > pozitivní kontrola
  - > negativní kontrola
  - > RF sorbent součástí ředícího roztoku
  - > univerzální promývací a ředící roztoky

- Soupravy  
ELISA-VIDITEST**
- > automatické i ruční zpracování
  - > zkrácené inkubační časy

- Vzorky**
- > sérum
  - > mozkomíšní mok
  - > synoviální tekutina (Borelie)
  - > minimální objem 150 µl pro všechny plánované testy
  - > ředění přímo v jamce

- Hodnocení**
- > semikvantitativní (index)
  - > kvantitativní (AU/ml, IU/ml)

- Inkubace**
- > 30'/30'/15' (většina souprav)
  - > 37 °C